

Diluitore a doppia siringa - MICROLAB ML725 DIL

Il diluitore semiautomatico MICROLAB ML725DIL è ideale per tutte quelle operazioni di diluizione e dispensazione di un elevato numero di campioni in cui la **ripetitività** e la **precisione** sono determinanti per ottenere risultati attendibili.

Anche la **struttura** contribuisce alla buona riuscita della performance: Il vetro borosilicato rende immediata la fase di pulizia permettendo di lavorare con diverse sostanze e l'interfaccia riduce la curva di apprendimento consentendo ai ricercatori di tutti i livelli di operare con sicurezza.

Il MICROLAB ML725DIL può essere utilizzato in diversi settori di applicazione: dai laboratori di biotecnologia, diagnostica in vitro, industria farmaceutica, all'industria alimentare, forense o analisi mineraria, ambientale e tessile.

Clicca per consultare il sito Hamilton: [Microlab 725 Premium Dual Syringe Diluter | Hamilton Company](http://www.hamiltoncompany.com/microlab-725-premium-dual-syringe-diluter)





Caratteristiche tecniche

Controller	Premium
Alimentazione	100-240V / 50-60 Hz
Sonda	Sonda manuale Concorde CT
Memoria del programma	memoria non volatile
Tensione/assorbimento	24 VDC/2.5A
Meccanismo di attivazione della siringa	Motore passo-passo da 1,8° con portata volumetrica variabile
Numero di siringhe	2
Siringhe incluse	2 siringhe a scelta dall'utente tra 10 µL - 50 mL
Materiale del passaggio del liquido	FEP, CTFE, PTFE, Vetro borosilicato
Codice Hamilton	10103471



Galleria immagini

