



Dispensatore a siringa singola - MICROLAB ML720 DIS

Il dispensatore semiautomatico MICROLAB ML720DIS è ideale per tutte quelle operazioni di diluizione e dispensazione di un elevato numero di campioni in cui la **ripetitività** e la **precisione** sono determinanti per ottenere risultati attendibili.

Anche la **struttura** contribuisce alla buona riuscita della performance: Il vetro borosilicato rende immediata la fase di pulizia permettendo di lavorare con diverse sostanze e l'interfaccia riduce la curva di apprendimento consentendo ai ricercatori di tutti i livelli di operare con sicurezza.

Il MICROLAB ML720DIS può essere utilizzato in diversi settori di applicazione: dai laboratori di biotecnologia, diagnostica in vitro, industria farmaceutica, all'industria alimentare, forense o analisi mineraria, ambientale e tessile.

Clicca per consultare il sito Hamilton: [Microlab 700 Premium Single Syringe Dispenser | Laboratory Products \(hamiltoncompany.com\)](http://hamiltoncompany.com)





Descrizione



Caratteristiche tecniche	
Controller	Premium
Alimentazione	100-240V / 50-60 Hz
Sonda	Sonda manuale Concorde CT
Memoria del programma	2 GB
Tensione/assorbimento	24 VDC/2.5A
Meccanismo di attivazione della siringa	Vite di comando ad alta precisione azionata da motore passo-passo con encoder
Numero di siringhe	1
Siringhe incluse	1 siringa a scelta dall'utente
Materiale del passaggio del liquido	FEP, CTFE, PTFE, Vetro borosilicato
Codice Hamilton	10103460



Galleria immagini

