



Agitatore magnetico per grandi volumi - F90K

Agitatore magnetico per portate fino a 90 litri.





Descrizione

Agitatore magnetico per portate fino a 90 litri, ideale per le fasi di preparazione della produzione su vasta scala. Il materiale in acciaio della piastra e la struttura verniciata anti-acido lo rende resistente e affidabile in tutte le fasi di lavorazione.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 110-230/50-60
Codice	601010156
Peso	Kg 10
Dimensioni	500x620x170 mm
Timer	Up to 9 hours
Piano appoggio acciaio inox	500x500 mm
Capacità max agitazione	90 lt
Velocità variabile	150-1500 rpm
Potenza motore	90 W
Ancoretta magnetica consigliata ø	601012572



Galleria immagini

