



Incubatore a ventilazione naturale 240 lt - ICT 240T

Incubatore a ventilazione naturale da 240 lt

Gli incubatori Falc sono degli strumenti utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C ed una ventilazione naturale per evitare di comprometterli. Questi modelli ricreano un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti.

La temperatura di lavoro, diversamente dalle stufe, non supera gli 80°C.

A differenza dei mini-incubatori, i modelli grandi presentano una doppia porta in vetro per ispezionare i campioni potendo aprire lo sportello garantendo la massima performance.





Descrizione

- Ventilazione naturale (forzata opzionalmente)
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/ventilazione)
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 240
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.1070.22
Temperatura	80 °C
Precisione	± 0.8
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 650
Dimensioni interne (LxPxA)	600x500x800 mm
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 12
Dimensioni esterne (LxPxA)	990x730x1030 mm
Peso	83 Kg
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

