



Stufa a ventilazione forzata 720 lt - STF-F 720T

Stufa a ventilazione forzata da 720 lt

Le stufe Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche che necessitano di accurata precisione. Questi strumenti possono essere utilizzati in diversi modi: dall'asciugatura, sterilizzazione della vetreria di laboratorio ai test di resistenza dei materiali. In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 220°C.





Descrizione

- Ventilazione forzata
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Azionamento manuale del camino
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/ventilazione)
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Risparmio energetico. Interruttori per escludere parzialmente le resistenze (2600+2600 W)
- Foro Ø45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio cavi da 0 a 45 mm
- Foro Ø10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 720
Alimentazione	V/Hz 220/240 - 50/60
Codice	720.1090.45
Precisione	1% della temperatura
Risoluzione	0.1 °C
Potenza riscaldante	5200 W
Dimensioni interne (LxPxA)	910x610x1320 mm
Ripiani di serie	n° 2
Dimensioni esterne (LxPxA)	1280x830x1850 mm
Peso	242 Kg
Numero max ripiani	n° 21
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Temperatura di lavoro	Dto +5 ambiente to +220 °C
Timer digitale	99:59:59 o ∞



Galleria immagini

