



## Stufa Ventilazione Naturale 240 lt con rampe - STF-NR 240T

Stufa a ventilazione naturale da 240 lt programmabili con rampe

Le stufe Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche che necessitano di accurata precisione. Questi strumenti possono essere utilizzati in diversi modi: dall'asciugatura, sterilizzazione della vetreria di laboratorio ai test di resistenza dei materiali.

In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 300°C.

Le stufe con rampe hanno la possibilità di impostare fino a 20 programmi da 8 segmenti





---

## Descrizione

- Ventilazione naturale
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida interna in acciaio inox 18/8
- Display LCD touchscreen
- Controllo digitale della temperatura
- Timer digitale
- Classe di sicurezza 3.1
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Programmabili con rampe: 20 programmi da 8 segmenti
- Funzione salvataggio programmi
- Porta USB per scarico dati
- Partenza ritardata programmabile (giorno ora)
- Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
- Foro Ø10mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde di controllo
- Possibilità di monitoraggio da remoto tramite APP (opzionale)



| Caratteristiche tecniche   |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Capacità                   | lt 240                           |
| Alimentazione              | V/Hz 230-50/60                   |
| Codice                     | 720.1080.74                      |
| Temperatura                | 300 °C                           |
| Precisione                 | 70°C 2,5 / 150°C 3,5 / 300°C 3,5 |
| Risoluzione                | 0.1                              |
| Potenza riscaldante        | W 2600                           |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 600x500x800 mm                   |
| Ripiani di serie           | n. 2                             |
| Numero ripiani max         | n. 12                            |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 995x710x1030 mm                  |
| Peso                       | Kg 80                            |
| Classe di sicurezza        | 3.1                              |
| Classe di protezione       | IP 42                            |
| Timer digitale             | 99:59:59 o ∞                     |



## Galleria immagini

