



Agitatore con riscaldamento per palloni da 100ml - MF100

L'agitatore con riscaldamento per palloni MF100 ha lo scopo principale di far bollire e condensare il liquido del pallone; ha un controllo analogico in quanto non necessita di una particolare precisione e può riscaldare e agitare, contemporaneamente oppure separatamente.





Descrizione

- Struttura di forma cilindrica in acciaio verniciata con polvere anti-acida epossidica per garantire robustezza per l'utilizzatore, qualora dovesse lavorare con sostanze aggressive.
- Termoregolatore con scala numerata per impostare e controllare la temperatura.
- Variatore elettronico per impostare i giri rpm che segnala l'operatività dell'agitatore.
- Morsetto per il fissaggio dell'asta di sostegno
- Il nido riscaldante flessibile garantisce una distribuzione uniforme del calore e una protezione maggiore del pallone
- Possibilità di abbinare Head control per gestire digitalmente lo strumento con apposita modifica



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	625.0510.01
Temperatura	+350
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 185x175
Peso	Kg 2.6
Classe di protezione	IP 32
Velocità variabile	rpm 100-2500
Potenza motore	W 20
Per palloni	ml 100
Precisione piastra	°C ±5
Potenza res. riscald.	W 130
Ancoretta magnetica consigliata ø	mm 6x20



Galleria immagini

