



F310 Scuotitore con movimento orbitale di 20mm - massima portata 2Kg F310

L'agitatore orbitale con display digitale combina design avanzato e tecnologia internazionale per offrire efficienza e praticità nei laboratori. La sua struttura compatta e solida, unita a comandi intuitivi, garantisce un'elevata versatilità e facilità d'uso.

Indispensabile per la ricerca scientifica, viene impiegato in applicazioni come coltura batterica, fermentazione, ibridazione, reazioni biochimiche e studi su tessuti cellulari. È ampiamente utilizzato in università, centri di ricerca e settori industriali come medicina, microbiologia, genetica, virologia e protezione ambientale. La sua precisione lo rende uno strumento essenziale per la preparazione di campioni e la formazione scientifica.





Descrizione

Display LCD

Timer digitale

Spostamento dell'asse di 20 mm

Supporto universale incluso



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 100-240/50-60
Codice	603.0130.18
Peso	Kg 5.0
Dimensioni	355x260x135 mm
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	IP 30
Potenza motore	W 30
Movimento rotatorio	Orbitale
Spostamento asse	20 mm
Carico massimo	2 Kg
Velocita	40-200 rpm
Timer digitale	1min - 23h59 min
Dimensione piastra	250x250x50 mm