



Agitatore digitale con 6 rulli - F460

L'agitatore a rulli F460 è uno strumento progettato per agitare provette con un movimento oscillante o rotatorio, garantendo un'azione di miscelazione uniforme ed efficace. Grazie alla sua elevata efficienza, si rivela indispensabile in numerosi esperimenti di laboratorio, tra cui l'analisi del sangue e la preparazione di campioni.

La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, come l'analisi al microscopio elettronico, la sospensione di cellule ematiche, l'omogeneizzazione di sangue e plasma, il trattamento di campioni di tessuto, la pulizia di precipitati, l'estrazione di composti e la sigillatura rotante.

Grazie alla sua affidabilità, l'agitatore a rulli F460 trova impiego in diversi settori, tra cui istituti di ricerca scientifica, scuole di medicina e strutture sanitarie. È ampiamente utilizzato in ambiti quali biologia molecolare, virologia, microbiologia, patologia e immunologia, supportando il lavoro di ricercatori e professionisti con prestazioni eccellenti e risultati precisi.





Descrizione

*6 rulli

*Controllo digitale della velocità

*Timer digitale



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 100-240/50-60
Codice	603.0129.84
Peso	Kg 2.5
Dimensioni	430x320x100 mm
Carico massimo	600 g
Velocita	20-80 rpm
Potenza max	W 25
Condizioni ambient.	°C da +4 a +60
N° rulli	n° 6 in PVC
Timer digitale	1min - 23h59 min
Numero massimo di provette	10 da 50 ml