



Bagno ad acqua display touchscreen e vasca quadrata 12 lt - WB-MD15T

Il bagno termostatico WB-MD 15T di capacità 12 litri è progettato per garantire un controllo preciso e affidabile della temperatura in laboratorio.

Dotato di moderno display touchscreen, consente un'impostazione intuitiva dei parametri e una facile visualizzazione dei valori in tempo reale.

Ideale per applicazioni che richiedono stabilità termica elevata, unisce semplicità d'uso, accuratezza e design compatto.





Descrizione

- Display LCD touchscreen
- Design compatto con maniglie a filo
- Vasca in acciaio inox 18/8 in un unico stampo
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida
- Isolamento termico garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia
- Timer digitale
- Facile accesso per mantenere sempre pulito ed efficiente lo strumento
- Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese - Spagnolo)
- Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento)
- Partenza ritardata programmabile (giorno/ora)
- Termostato di sicurezza manuale (optional codice 610.1007.40)
- Rubinetto con scarico (optional codice 610.1007.41)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 12
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	610.1006.16
Temperatura	+5 amb. a 100°C
Precisione	± 0.4
Risoluzione	0.1 °C
Potenza riscaldante	W 1400
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 290x255x150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 360x335x325
Peso	10 Kg
Rubinetto di scarico	Optional (610.1007.40)
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	30
Timer digitale	99:59:59 o ∞
Termostato di sicurezza manuale	Optional (610.1007.41)



Galleria immagini

