



Nastro Riscaldante - 1,5 mt

Nastri riscaldanti costruiti interamente in fibra di vetro, particolarmente morbidi e flessibili, permette di avvolgere perfettamente anche tubi di piccolo diametro.





Descrizione

Nastri riscaldanti costruiti interamente in fibra di vetro, particolarmente morbidi e flessibili, permette di avvolgere perfettamente anche tubi di piccolo diametro.

Completi di cavo di collegamento con una lunghezza da mt 0,5 e relativa spina.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	627.0626.15
Temperatura	+400
Classe di protezione	IP 0
Lunghezza	mt 1.5
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 400