



Bagno ad acqua digitale con vasca rettangolare 50 lt - WB-MD50

Bagni digitali FALC. Le vasche di contenimento del liquido sono costruite in un unico pezzo con lamiera di acciaio inox 18/8, sul lato posteriore delle vasche viene montate un rubinetto per scaricare il liquido.





Descrizione

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre il modello da 50 lt. ha una struttura esterna in lamiera acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.

Le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.

L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia.

La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 50
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	610.1006.50
Temperatura	+5 amb. to +120
Precisione	°C ± 1
Potenza riscaldante	W 3000
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 440x560x200
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 835x670x320
Peso	Kg 33
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Scarico + livello	Si



Galleria immagini

