



Olio siliconico M350 25lt

Olio siliconico M350 -65°C + 200°C
Olio siliconico è specifico per bagni termostatici.





Descrizione

Olio siliconico M350 -65°C + 200°C

Olio siliconico è specifico per bagni termostatici.

L'olio siliconico è stabilizzato all'ossidazione e trova impiego in tutti i casi in cui sono necessari risolvere problemi di riscaldamento fino a 200°C, per un massimo di lavoro di circa 60-80 ore.

L'olio siliconico è solubile nei solventi clorurati, e negli idrocarburi aromatici.



Caratteristiche tecniche

Capacità	25 lt
Codice	614.1035.25
Viscosità a 25° C	357.0
Aspetto	Fluido cristallino chiaro
Limite inferiore	Assente
Limite superiore	Assente