



Mini stufa analogica 5.4 lt - STZ 5.4

Mini stufa analogica da 5.4 lt

Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale.
Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli
attrezzi.





Descrizione

- * Stufe a notevole stabilit  termica con ventilazione naturale. Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.
- * Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.
- * Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido
- * Timer analogico (meccanico) da 0-120 minuti o infinito.
- * Ventilazione naturale
- * Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 5.4
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.2070.04
Temperatura	150 °C
Precisione	± 5
Potenza riscaldante	W 360
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 190x150x190
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 4
Dimensioni esterne (LxPxA)	400x260x300 mm
Peso	Kg 10
Timer	0-120 o (∞)
Classe di protezione	IP 40



Galleria immagini

