



Stufa Basic a ventilazione forzata 120 lt - STE-F 120

Stufa Basic a ventilazione forzata da 120 lt

Le stufe della linea Basic sono affidabili e resistenti come i modelli Falc standard (STF-N/STF-F) ma sono realizzate con soluzioni strutturali semplici per renderle più economiche.

Le stufe Basic Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche generiche tra cui l'asciugatura e sterilizzazione della vetreria di laboratorio.

In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 300°C.





Descrizione

- *Ventilazione forzata
- * Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida
- * Camera interna in acciaio inox 18/8

- *Controllo digitale della temperatura

- * Classe di sicurezza 0

- *Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc
- * Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde

- * Apertura manuale del camino



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 120
Alimentazione	V/Hz 220/240 - 50/60
Codice	720.2089.12
Temperatura min	Ambiente +5 °C
Temperatura max	+300 °C
Precisione	150°C ±1,5 / 300°C ±2,5
Risoluzione	0,1°C
Potenza riscaldante	W 1600
Dimensioni interne (LxPxA)	500x470x520 mm
Ripiani di serie	n° 2
Dimensioni esterne (LxPxA)	820x710x740 mm
Peso	Kg 68
Numero max ripiani	n° 8
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	IP 42