



Stufa Basic a ventilazione naturale 52 lt - STE-N 52

Stufa Basic a ventilazione naturale da 52 lt

Le stufe della linea Basic sono affidabili e resistenti come i modelli Falc standard (STF-N/STF-F) ma sono realizzate con soluzioni strutturali semplici per renderle più economiche.

Le stufe Basic Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche generiche tra cui l'asciugatura e sterilizzazione della vetreria di laboratorio.

In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 300°C.





Descrizione

*Ventilazione naturale

* Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida

* Camera interna in acciaio inox 18/8

*Controllo digitale della temperatura

* Classe di sicurezza 0

*Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc

* Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde

* Apertura manuale del camino



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 52
Codice	720.2079.05
Temperatura min	Ambiente +5 °C
Temperatura max	+300 °C
Precisione	150°C ±2,5 / 300°C ±3,0
Risoluzione	0,1°C
Potenza riscaldante	W 1200
Dimensioni interne (LxPxA)	390x350x390 mm
Ripiani di serie	n° 2
Dimensioni esterne (LxPxA)	710x580x610 mm
Peso	Kg 55
Numero max ripiani	n° 6
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	IP 42