



## Stufa Basic a ventilazione naturale 120 lt - STE-N 120

---

Stufa Basic a ventilazione naturale da 120 lt

Le stufe della linea Basic sono affidabili e resistenti come i modelli Falc standard (STF-N/STF-F) ma sono realizzate con soluzioni strutturali semplici per renderle più economiche.

Le stufe Basic Falc trovano maggiore diffusione nelle applicazioni termostatiche generiche tra cui l'asciugatura e sterilizzazione della vetreria di laboratorio.

In base all'utilizzo si può optare per un modello con o senza ventilazione in base al livello di precisione che occorre. A differenza degli incubatori, le stufe raggiungono temperature più alte, lavorando fino a 300°C.





---

## Descrizione

\*Ventilazione naturale

\* Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida

\* Camera interna in acciaio inox 18/8

\*Controllo digitale della temperatura

\* Classe di sicurezza 0

\*Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc

\* Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde

\* Apertura manuale del camino



| Caratteristiche tecniche   |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Capacità                   | lt 120                  |
| Alimentazione              | V/Hz 220/240 - 50/60    |
| Alimentazione              | V/HZ 220/240-50/60      |
| Codice                     | 720.2079.12             |
| Temperatura min            | Ambiente +5 °C          |
| Temperatura max            | +300 °C                 |
| Precisione                 | 150°C ±3,0 / 300°C ±3,5 |
| Risoluzione                | 0,1°C                   |
| Potenza riscaldante        | W 1600                  |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 500x470x520 mm          |
| Ripiani di serie           | n° 2                    |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 820x710x740 mm          |
| Peso                       | Kg 68                   |
| Numero max ripiani         | n° 8                    |
| Classe di sicurezza        | 0                       |
| Classe di protezione       | IP 42                   |