



Mini stufa analogica 18 lt - STZ 18

Mini stufa analogica da 18 lt

Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale.

Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.





Descrizione

- * Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale. Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.
- * Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.
- * Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido
- * Timer analogico (meccanico) da 0-120 minuti o infinito.
- * Ventilazione naturale
- * Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 18.0
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.2070.06
Temperatura	150 °C
Precisione	± 5
Potenza riscaldante	W 600
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 300x300x200
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 5
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 500x390x320
Peso	Kg 15
Timer	0-120 o (∞)
Classe di protezione	IP 40



Galleria immagini

