



Mini stufa analogica 28 - STZ 28

Mini stufa analogica da 5.4 lt

Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale.

Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.





Descrizione

- * Stufe a notevole stabilit  termica con ventilazione naturale. Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.
- * Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.
- * Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido
- * Timer analogico (meccanico) da 0-120 minuti o infinito.
- * Ventilazione naturale
- * Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 28.0
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.2070.08
Temperatura	150 °C
Precisione	±5
Potenza riscaldante	W 600
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 400x250x300
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 5
Dimensioni esterne (LxPxA)	640x360x440 mm
Peso	Kg 26.5
Timer	0-120 o (∞)
Classe di protezione	IP 40



Galleria immagini

