



Mini-incubatori da 5.4 lt - ICT 5.4

I mini-incubatori Falc da 5.4 lt sono degli strumenti di piccole dimensioni utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C ed una ventilazione naturale per evitare di comprometterli.

A differenza degli incubatori grandi, i mini-incubatori presentano una porta in plexiglass trasparente per ispezionare i campioni senza dover aprire lo sportello. La semplicità di utilizzo e la praticità delle ridotte dimensioni li rendono degli strumenti molto diffusi nei laboratori.

La temperatura di lavoro, solitamente, non supera gli 80°C.

L'incubatore Falc ricrea un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti.





Descrizione

*Ventilazione naturale

*Incubatori con sportello in plexiglass

*Controllo digitale della temperatura

*Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 5.4
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.2070.10
Temperatura	80 °C
Precisione	± 0.5
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 120
Dimensioni interne (LxPxA)	190x150x190mm
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 4
Dimensioni esterne (LxPxA)	400x260x300 mm
Peso	Kg 10
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	IP 42



Galleria immagini

