



Mini-incubatori da 28 lt - ICT 28

I mini-incubatori Falc da 28 lt sono degli strumenti di piccole dimensioni utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C ed una ventilazione naturale per evitare di comprometterli.

A differenza degli incubatori grandi, i mini-incubatori presentano una porta in plexiglass trasparente per ispezionare i campioni senza dover aprire lo sportello. La semplicità di utilizzo e la praticità delle ridotte dimensioni li rendono degli strumenti molto diffusi nei laboratori.



La temperatura di lavoro, solitamente, non supera gli 80°C.

L'incubatore Falc ricrea un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti.



Descrizione

*Ventilazione naturale

*Incubatori con sportello in plexiglass

*Controllo digitale della temperatura

*Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 28.0
Alimentazione	V/Hz 230-50/60
Codice	720.2070.14
Temperatura	80 °C
Precisione	± 0.5
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 420
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 400x250x300
Ripiani di serie	n. 2
Numero ripiani max	n. 5
Dimensioni esterne (LxPxA)	640x360x440 mm
Peso	Kg 26.5
Classe di sicurezza	0
Classe di protezione	IP 42



Galleria immagini

