



SERIE TR - HC head control digitale

Per la termoregolazione di alcune apparecchiature la FALC ha realizzato un Head Control elettronico digitale con microprocessore ad alta capacità.





Descrizione

Per la termoregolazione di alcune apparecchiature la FALC ha realizzato un Head Control elettronico digitale con microprocessore ad alta capacità.

Questo termoregolatore elettronico a PID offre un eccellente controllo alle operazioni di riscaldamento. Può essere applicato a strumenti sprovvisti di regolatori o dotati di termostati generici di bassa qualità con regolazione molto approssimativa.

Versatile come apparecchiatura, ideale per pilotare apparecchi dotati di termoregolatore, ma che per esigenze particolari si debba controllare direttamente il liquido, con questo strumento inserendo la sonda nel recipiente si ha la possibilità di leggere sul display anche la temperatura effettiva.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230/50-60
Codice	633.0718.00
Precisione	± 0,5 °C
Dimensioni esterne (LxPxA)	130 x 135 x 95 mm
Peso	0,7 Kg
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 30
Range Temperatura	-10 +350 °C
Potenza max	2200 W
Condizioni ambient.	0-50 °C
Sonda	PT100 TR
Sonda Ø x L	6 x 230 mm