



SERIE TR - B bimettalico

Custodia in alluminio verniciata a forno, completo di prese per lo strumento e collegamento in rete, cavo di alimentazione da 1,5 mt., ed un interruttore ON /OFF.





Descrizione

Custodia in alluminio verniciata a forno, completo di prese per lo strumento e collegamento in rete, cavo di alimentazione da 1,5 mt., ed un interruttore ON /OFF.

Adatto a controllare la temperatura di apparecchi con potenza max di 2200 W - Alimentazione 230 V - 50/60 HZ



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230/50-60 V/HZ
Codice	633.0710.00
Dimensioni	130 x 140 x 85 mm
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 30