



SERIE DNT

La saldatrice manuale DNT può essere utilizzata per fare sacchetti partendo da bobine di materiale tubolare per sterilizzazione, con o senza soffiotti laterali, con larghezza massima mm. 250, qualsiasi lunghezza, e per chiudere i sacchetti dopo che sono stati riempiti.





Descrizione

La saldatrice manuale DNT può essere utilizzata per fare sacchetti partendo da bobine di materiale tubolare per sterilizzazione, con o senza soffietti laterali, con larghezza massima mm. 250, qualsiasi lunghezza, e per chiudere i sacchetti dopo che sono stati riempiti.

La saldatrice esegue una saldatura a piattina larga 8 mm. Il tempo di saldatura è regolabile e viene segnalato con un segnale ed una spia luminosa quando la saldatura è terminata.

Quando viene fatto il sacchetto partendo dalla bobina tubolare, durante la saldatura, si fa scorrere il coltello di taglio, posto sulla ganascia superiore.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V monofase
Codice	638.1434.30
Dimensioni esterne (LxPxA)	420 x 300 x 220 mm
Classe di protezione	IP 0
Lunghezza saldatura	250 mm
Consumo	870 W