



Tubolari carta + plastica da sterilizzazione

Ideali per sterilizzare a vapore con ossidi di etilene e con raggi gamma.





Descrizione

Ideali per sterilizzare a vapore con ossidi di etilene e con raggi gamma.
Prodotti in accoppiata carta polipropilene mantengono a lungo la sterilità del contenuto.
La pellicola di polipropilene trasparente permette una facile identificazione del materiale contenuto.

Codici

638.1435.07
638.1435.10
638.1435.15
638.1435.20
638.1435.25

Tubolari lunghezza mt 200

Larghezza mm 75
Larghezza mm 100
Larghezza mm 150
Larghezza mm 200
Larghezza mm 250



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V monofase
Codice	638.1435.07
Classe di protezione	IP 0
Consumo	870 W