



Kit per agitatore F91T - F840 - F800

Il kit consiste in asta, sonda e morsetto.

Lo strumento non è incluso

Permette di controllare direttamente la temperatura nel liquido.





Descrizione

Temperatura massima: 200°C

Risoluzione display: 0, 1°C

Lo strumento emette un segnale acustico e si spegne nel caso in cui la sonda venga estratta dal liquido, se il livello non è sufficiente o si rompe la sonda.

Utilizzabile solo con il modello F91T - F840 - F800

Per F840 occorrono 4 kit, uno per ogni piastra.