



Agitatore per provette con movimento orario - F205

L'agitatore per provette F205 è uno strumento con movimento rotatorio ideale per i protocolli preparativi nei laboratori in cui occorre agitare delle provette e può essere usato per alcuni campioni biologici che prevedono un movimento delicato al fine di evitare la rottura delle cellule come i campioni di sangue.

Questo strumento può lavorare negli incubatori, anche refrigerati.

Lo strumento è privo di piatto rotante che deve essere abbinato in base all'applicazione richiesta, si può svolgere un movimento di tipo "rotolamento" oppure "capovolgimento".





Descrizione

Movimento orario

Piatto di agitazione inclinabile

Velocità di agitazione digitale

Timer digitale da 0 a 540 minuti o infinito



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50
Codice	603.0129.26
Peso	Kg 3,2
Dimensioni	mm 210x270x240
Timer	0 ÷ 540 o ∞
Velocita	rpm tra 2 e 40
Temperatura di lavoro	°C da +4 a +60
Display	Digitale
Controllo rotazione	Digitale