



Thermoblocco ad un posto - TD 200 P1

Il nuovo Thermoblock è progettato per essere largamente utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per processi di stoccaggio...





Descrizione

Il nuovo Thermoblock è progettato per essere largamente utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione e altri processi di riscaldamento e raffreddamento e, grazie alla programmazione della temperatura in tre fasi integrata, risulta molto utile nella reazione enzimatica e in altre reazioni chimiche catalitiche.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	621.0422.11
Temperatura	°C 25 ÷ 200
Precisione	± 0.5
Potenza riscaldante	W 150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 285x200x110
Peso	Kg 2.9
Timer	h:mm 9:59 + ∞
Classe di protezione	IP 40
Temperatura di lavoro	°C +5 amb ÷ 200
Posto per blocchi	1