



Termoblocco a due posizioni con raffreddamento controllo unificato - TDC 100 P2

Il nuovo Thermoblock è progettato per essere largamente utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per processi di stoccaggio...





Descrizione

Il nuovo Thermoblock è progettato per essere largamente utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione e altri processi di riscaldamento e raffreddamento e, grazie alla programmazione della temperatura in tre fasi integrata, risulta molto utile nella reazione enzimatica e in altre reazioni chimiche catalitiche.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	621.0422.22
Temperatura	°C 0 ÷ 100
Precisione	± 0.5
Potenza riscaldante	W 240
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 325x320x191
Peso	Kg 5.5
Timer	h:mm 9:59 + ∞
Classe di protezione	IP 30
Temperatura di lavoro	°C 5 ÷ 100
Posto per blocchi	2
Programmi	step 3 temp + 3 time