



Fornace 7,2 lt - FC 7,2

I forni a camera di precisione universali sono progettati per il trattamento a caldo di materiali, e per la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato.





Descrizione

FORNI A CAMERA DA LABORATORIO

I forni a camera di precisione universali sono progettati per il trattamento a caldo di materiali, e per la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato. Questi modelli garantiscono estrema affidabilità grazie alla loro robusta camera in ceramica. Il forno può essere utilizzato presso laboratori, istituti di medicina, istituti universitari, studi di arte ceramica e laboratori industriali.

- Temperatura massima: 1300°C;
- Pannello di controllo nella parte inferiore del forno;
- Camera in ceramica;
- Resistenze aperte nelle scanalature;
- Piastre di fondo in ceramica;
- Apertura porta sulla sinistra; • Interruttore di sicurezza porta.



Caratteristiche tecniche	
Codice	720.9002.07
Temperatura max	1300 °C
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 200x300x130
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 580x750x690
Peso	104 Kg
Uniformità temperatura	± 10 °C
Temperatura di lavoro	1300 °C
Materiale camera	Ceramica
Volume utile	7,2 lt
Potenza nominale	3,5 Kw
Alimentazione nominale	230 V
Frequenza nominale	50 Hz
Numero di fasi	1
Parti circostante alla camera di lavoro	air
Tempo massimo di riscaldamento (senza carica)	170 min
Stabilità temperatura nella camera di lavoro	± 1 °C