



Forno a muffola da 39 lt - FM 39

Offriamo una nuova linea di forni a muffola. Il forno elettrico da precisione universale è ora disponibile in 5 diverse misure, ed è progettato per il collaudo di materiali, il trattamento a caldo, e la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato.





Descrizione

FORNI A MUFFOLA DA LABORATORIO

Offriamo una nuova linea di forni a muffola. Il forno elettrico da precisione universale è ora disponibile in 5 diverse misure, ed è progettato per il collaudo di materiali, il trattamento a caldo, e la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato. Il forno può essere utilizzato presso laboratori, istituti universitari, studi di arte ceramica e laboratori industriali.

- Temperatura massima: 1100°C
- Camera in fibra ceramica sottovuoto ad alta efficienza termica
- Resistenze su tutti e quattro i lati integrate nella fibra
- Materiali termoisolanti di elevata qualità
- Controllore di temperatura a microprocessore
- Interruttore di sicurezza bloccaggio porta
- Fondo in ceramica
- Rapide tempistiche di riscaldamento grazie alla bassa massa termica
- Buona stabilità e uniformità



Caratteristiche tecniche	
Codice	720.9000.39
Temperatura max	1100 °C
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 315x495x240
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 650x900x740x75
Peso	75 Kg
Uniformità temperatura	± 10 °C
Temperatura di lavoro	50-1100 °C
Volume utile	39 lt
Potenza nominale	6 Kw
Alimentazione nominale	400 V
Frequenza nominale	50 Hz
Numero di fasi	3
Materiale camera di lavoro	Muffola fibra
Tempo massimo di riscaldamento (senza carica)	50 min
Stabilità temperatura nella camera di lavoro	± 1 °C



Galleria immagini

