



Bagno ad ultrasuoni con riscaldamento LBS 1-H 3 lt

Bagno ad ultrasuoni con riscaldamento da 3 lt

I Bagni ad ultrasuoni sono degli strumenti che utilizzano la tecnologia degli ultrasuoni per eliminare anche le impurità più resistenti, ottenendo in pochi secondi un risultato più accurato rispetto alla pulizia manuale con notevole risparmio di tempo.

Questi strumenti trovano grande impiego nei laboratori, studi dentistici o medicali ma anche nei settori meccanici e industriali, ovunque sia richiesta la pulizia di strumenti da lavoro in tempi brevi ed in modo efficace.





Descrizione

I modelli LBS 1-H sono una versione semplice della gamma di Bagni Ultrasuoni FALC con l'aggiunta del riscaldamento, ideale per svolgere e operazioni di pulizia di utensili. La frequenza delle onde ad ultrasuoni determina il risultato che si ottiene: più è alta, migliore sarà il risultato ottenuto. L'utilizzo del riscaldamento supporta l'operazione di pulizia effettuata dagli ultrasuoni

Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo, gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente (effetto vibratorio, chiamato cavitazione) che permette l'eliminazione di ogni tipo di impurità riuscendo a raggiungere qualsiasi punto della superficie degli oggetti immersi nel liquido stesso

- Massima semplicità d'uso
 - Massima potenza
 - Timer digitale
 - Griglia di appoggio
-
- con riscaldamento



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 3
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	616.1015.04
Potenza riscaldante	88 W
Peso	Kg 3,2
Frequenza	KHz 35
Regolazione potenza	No
Riscaldamento	20-69 °C
Timer	1-99 + ∞
Scarico con rubinetto	No
Dimensioni vasca interna	240x140x100 mm
Dimensioni vasca esterna	270x160x240 mm
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42
Potenza ultrasuoni	100 W



Galleria immagini

