



Bagno ad ultrasuoni con riscaldamento LBS 1-H 22.5 lt

Bagno ad ultrasuoni con riscaldamento da 22.5 lt

I Bagni ad ultrasuoni sono degli strumenti che utilizzano la tecnologia degli ultrasuoni per eliminare anche le impurità più resistenti, ottenendo in pochi secondi un risultato più accurato rispetto alla pulizia manuale con notevole risparmio di tempo.

Questi strumenti trovano grande impiego nei laboratori, studi dentistici o medicali ma anche nei settori meccanici e industriali, ovunque sia richiesta la pulizia di strumenti da lavoro in tempi brevi ed in modo efficace.





Descrizione

I modelli LBS 1-H sono una versione semplice della gamma di Bagni Ultrasuoni FALC con l'aggiunta del riscaldamento, ideale per svolgere operazioni di pulizia di utensili. La frequenza delle onde ad ultrasuoni determina il risultato che si ottiene: più è alta, migliore sarà il risultato ottenuto. L'utilizzo del riscaldamento supporta l'operazione di pulizia effettuata dagli ultrasuoni

Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo, gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente (effetto vibratorio, chiamato cavitazione) che permette l'eliminazione di ogni tipo di impurità riuscendo a raggiungere qualsiasi punto della superficie degli oggetti immersi nel liquido stesso

- Massima semplicità d'uso
 - Massima potenza
 - Timer digitale
 - Griglia di appoggio
-
- con riscaldamento



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 22,5
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	616.1015.14
Potenza riscaldante	500 W
Peso	Kg 10,4
Frequenza	KHz 50
Regolazione potenza	No
Riscaldamento	20-69 °C
Timer	1-99 + ∞
Scarico con rubinetto	Sì
Dimensioni vasca interna	mm 500x300x150
Dimensioni vasca esterna	mm 570x330x330
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42
Potenza ultrasuoni	700 W



Galleria immagini

