



Mini incubatore portatile - ICT-P

Incubatore portatile da 18 lt

Tra i modelli dei mini-incubatori Falc, l'ICT-P è uno strumento con duplice utilizzo.

Principalmente è usato per trasportare campioni direttamente dal rilevamento su campo ma può essere anche considerato un incubatore da banco di piccole dimensioni per usi in laboratorio.

Il funzionamento dell'incubatore avviene tramite alimentazione 220V oppure 12V (accendisigari).





Descrizione

*Ideale per rilevamenti e test su campo o per applicazioni in laboratorio

*Timer digitale con programmi fino a 5 step di temperatura

*Sistema di raffreddamento tramite sistema Peltier

*Alimentazione 220V e 12V(accendisigari)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 18
Alimentazione	V 12
Codice	720.2070.00
Dimensioni interne (LxPxA)	275x185x335 mm
Temperatura	da 10 a 65 °C
Precisione	37°C - $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Risoluzione	$^{\circ}\text{C}$ 0,1
Dimensioni esterne (LxPxA)	295x350x465 mm
Peso	Kg 6
Peso	6 kg
Uniformità temperatura	$^{\circ}\text{C}$ 0,1
Stabilità	$^{\circ}\text{C} \pm 0,2$
Timer digitale	--- (∞)/mm:ss 00:01 a 59:59/ hh:mm 1:00 a 23:59/ dd:hh 1:00 a 45:00
Impostazione di riscaldamento e raffreddamento	Automatica



Galleria immagini

