



Mini stufa digitale 5.4 lt - STZ-D 5.4

Mini stufa digitale da 5.4lt

Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale.

Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.





Descrizione

* Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale. Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.

* Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.

* Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido

* Display digitale

* Ventilazione naturale

* Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	5.4 lt
Temperatura	+5 amb - 200°C
Precisione	+/-2°C
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	360 W
Dimensioni interne (LxPxA)	190x150x190mm
Ripiani di serie	2
Numero ripiani max	4
Dimensioni esterne (LxPxA)	400x260x300 mm
Peso	10 kg



Galleria immagini

