



Mini stufa digitale 18 lt - STZ-D 18

Mini stufa digitale da 18 lt

Stufe a notevole stabilità termica con ventilazione naturale.

Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli
attrezzi.





Descrizione

* Stufe a notevole stabilit  termica con ventilazione naturale. Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.

* Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.

* Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido

*Display digitale

* Ventilazione naturale

* Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde



Caratteristiche tecniche	
Capacità	18 Lt
Temperatura	+5 amb - +200°C
Precisione	+/-2 °C
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	600 W
Dimensioni interne (LxPxA)	300x300x200 mm
Ripiani di serie	2
Numero ripiani max	5
Dimensioni esterne (LxPxA)	500x390x320mm
Peso	15 Kg



Galleria immagini

