



Piastra riscaldante in alluminio per applicazioni industriali - XL-2

Ideale per utilizzi pesanti (fino a 40 kg) e test dei materiali.

Piastra in alluminio di grandi dimensioni assicura l'uniformità della temperatura.

Struttura: indeformabilità del piano d'appoggio.

Il controllo della temperatura avviene tramite il termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione.





Descrizione

Ideale per utilizzi pesanti (fi no a 40 kg)
e test dei materiali.

Piastra in alluminio di grandi dimensioni assicura
l'uniformità della temperatura.

Struttura: indeformabilità del piano d'appoggio.

Il controllo della temperatura avviene tramite il
termostato con scala graduata in °C e sonda ad
espansione



Caratteristiche tecniche

Temperatura	from +50 to +350°C
Precisione	+/-5°C
Potenza riscaldante	1500W
Dimensioni esterne (LxPxA)	380x450x200mm
Peso	13
Capacità max agitazione	30 lt
Piatto	380x380mm