



GENE Q-18

Termociclatori senza gradiente con blocchi 18x05 e 24x02.

Ideale per applicazioni di elevata precisione
e uniformità con tecnologia Peltier.





Descrizione

Termociclatori senza gradiente con blocchi 18x05 e 24x02.

Ideale per applicazioni di elevata precisione
e uniformità con tecnologia Peltier.

Blocco automatico del coperchio.
Pressione di chiusura regolabile.

Display LCD Touch Screen con visualizzazione
testuale e grafi ca. Accesso USB.
Funzione di assorbimento. Coperchio HOTLID.
Possibilità di memorizzare 100 programmi.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 220/240-50/60
Codice	621.0615.40
Peso	3.2kg
Dimensioni	345x250x270mm
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Range Temperatura	4-99.9°C/sec
Temp. max con coperchio	30-110
Tempo di riscaldamento	magg./uguale 4 °C/sec
Tempo di raffreddamento	magg./uguale 3 °C/sec
Numero massimo di segmenti	5
Numero massimo di steps	16
Numero cicli	99