



Kit per agitatore F91T MAXI - F800 MAXI

Il kit consiste in asta, sonda e morsetto.

L'agitatore non è incluso.

Permette di controllare direttamente la temperatura nel liquido.





Descrizione

Temperatura massima: 200°C

Risoluzione display: 0, 1°C

Lo strumento emette un segnale acustico e si spegne nel caso in cui la sonda venga estratta dal liquido, se il livello non è sufficiente o si rompe la sonda.

Utilizzabile solo con il modello F91T MAXI - F800 MAXI.

Galleria immagini

