



Termosaldatrice - ONE

La termosaldatrice SERIE ONE è utilizzata per fare sacchetti partendo da bobine di materiale tubolare per sterilizzazione, con o senza soffietti laterali.





Descrizione

La termosaldatrice SERIE ONE è utilizzata per fare sacchetti partendo da bobine di materiale tubolare per sterilizzazione, con o senza soffiotti laterali.

Lo strumento esegue una saldatura di lunghezza 320 mm e larghezza 12 mm.

Le spie luminose supportano l'utilizzatore monitorando la saldatura.



Caratteristiche tecniche	
Codice	638.1434.40
Dimensioni esterne (LxPxA)	460x400x170 mm
Peso	8 Kg
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	30
Lunghezza saldatura	300 mm
Consumo	320 W
Larghezza saldatura	12 mm