



Agitatore magnetico per grandi volumi - F50K

Agitatore magnetico per portate fino a 50 litri.





Descrizione

Agitatore magnetico per portate fino a 50 litri, ideale per le fasi di preparazione della produzione su vasta scala. Il materiale in acciaio della piastra e la struttura verniciata anti-acido lo rende resistente e affidabile in tutte le fasi di lavorazione.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 110-230/50-60
Codice	601010155
Peso	6 kg
Dimensioni	300x410x70 mm
Timer	Up to 9 hours
Piano appoggio acciaio inox	300x300 mm
Capacità max agitazione	50 lt
Velocità variabile	150-1500 rpm
Potenza motore	15 W
Ancoretta magnetica consigliata ø	601012571



Galleria immagini

