



Gruppo termostatico senza vasca - FA 90

La custodia esterna è costruita in acciaio INOX ed in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.





Descrizione

La custodia esterna è costruita in acciaio INOX ed in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida. La pompa d'agitazione garantisce un'ottima uniformità della temperatura all'interno della vasca.

Il controllo della temperatura avviene tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100.

Lo strumento è dotato di un galleggiante di sicurezza che blocca la regolazione nel caso in cui il liquido sia troppo basso.

Tramite un raffreddamento esterno lo strumento può lavorare ad una temperatura di -10°C



Caratteristiche tecniche	
Capacità	-
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	612.1029.00
Temperatura	+5 amb. to +150
Precisione	± 3
Risoluzione	0.1
Potenza riscaldante	W 1300
Dimensioni interne (LxPxA)	-
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 160x140x270
Peso	Kg 3
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 30
Portata pompa mbar 190	9
Prevalenza mt 1,8	lt/min 7.8
Dimensioni utili in vasca LxPxH	-
Temperatura impostabile	-10 ÷ + 150
Altezza pompa immersa	120 mm
Timer digitale	∞ 0 99:59