



Bagno termostatico con scuotimento Dubnoff 20 lt - WB-MF

Bagno termostatico WB-MF con scuotimento tipo Dubnoff vasca costruita interamente in lamiera d'acciaio completa di rubinetto di scarico.





Descrizione

Bagno termostatico WB-MF con scuotimento tipo Dubnoff vasca costruita interamente in lamiera dacciaio completa di rubinetto di scarico.

Termoregolatore con preselezione elettronica digitale della temperatura tramite un microprocessore PID, sonda PT 100.

Mentre il comando per lo scuotimento regolato con una manopola a rotazione con scala LED lineare.

N.B. il bagno viene fornito senza coperchio, piastra di supporto e molle per il fissaggio.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 20
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	610.1007.74
Temperatura	+5 °C to +100
Precisione	°C ± 0.5
Potenza riscaldante	W 2100
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 440x240x200
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 670x400x290
Peso	Kg 16
Ampiezza oscillazione	mm 15
Frequenza oscillazione	Rpm 0-200
Classe di sicurezza	DIN 12879 - 1
Classe di protezione	IP 42