



Box verticale in acciaio con maniglia, 3cassetti da 3contenitori h.78mm, 135x410x247mm

Box verticale in acciaio con maniglia, 3cassetti d...





Descrizione

Box verticale in acciaio con maniglia, 3cassetti da 3contenitori h.78mm, 135x410x247mm



Caratteristiche tecniche

Capacità	3 contenitori per cassetto
Dimensions	135x410x247
Numero Posti	3
Box Altezza	78
Utilizzo	per contenitori 130x130
Codice	210.4378.03