



Bagno ad acqua analogico con vasca rotonda 13 lt - BM 12

Il sistema di costruzione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.





Descrizione

Il sistema di costruzione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Le vasche sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni.

La custodia esterna è in lamiera d'acciaio inox.

L'isolamento termico tra la custodia e la vasca è realizzato in fibra di vetro e lana di roccia.

Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere e facili da pulire.

Il controllo e la regolazione della temperatura avviene tramite un termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile posto sul retro.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 13
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	610.1010.12
Temperatura	+30 amb. to +120
Precisione	°C ± 1.5
Potenza riscaldante	W 1400
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 270x200
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 390x340
Peso	Kg 8.2
Dispositivo livello	Si
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 43
Scarico + livello	Si