



Bagno ad acqua analogico 12 lt - WB-M15

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre per il modello da 50 lt. struttura esterna in acciaio, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.





Descrizione

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre per il modello da 50 lt. struttura esterna in acciaio, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.

L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia.

La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato con scala graduata in °C e di una sonda ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 12
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	610.1005.15
Temperatura	+30 - +120
Precisione	°C ± 1.5
Potenza riscaldante	W 1400
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 255x290x150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 445x385x240
Peso	Kg 6.2
Scarico con rubinetto	no
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42
Scarico + livello	Si