



Bagno ad acqua digitale con vasca quadrata 12 lt - WB-MD15

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre il modello da 50 lt. ha una struttura esterna in lamiera acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.





Descrizione

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, mentre il modello da 50 lt. ha una struttura esterna in lamiera acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.

Le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico.

L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia.

La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 12
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	610.1006.15
Temperatura	+5 amb. to +120
Precisione	°C ± 0.5
Potenza riscaldante	W 1400
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 255x290x150
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 445x385x240
Peso	Kg 6.2
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Scarico + livello	Assente



Galleria immagini

