



Bagni multipli con 4 vasche singole - WB-S4

Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.





Descrizione

Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.

Tutti i bagni sono dotati di un termoregolatore bimetallico graduato con scala in C e relativa sonda per ogni singola vasca.

Apertura massima vasca 105 mm.

I bagni sono forniti completi di aste ed il modello WB-U anche di termometro e rubinetto di scarico.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 1.8
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	610.1022.04
Temperatura	+ 30 to +120
Precisione	°C ± 1.5
Potenza riscaldante	W 1600
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 140x125
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 750x280x190
Peso	Kg 10
Vasche	4
Classe di protezione	IP 43