



Bagni multipli a 6 posizioni con vasca unica - WB-U6

Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.





Descrizione

Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.

Tutti i bagni sono dotati di un termoregolatore bimetallico graduato con scala in C e relativa sonda per ogni singola vasca.

Apertura massima vasca 105 mm.

I bagni sono forniti completi di aste ed il modello WB-U anche di termometro e rubinetto di scarico.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 12
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 980x135x100
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 1110x300x200
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Peso	Kg 15.0
Codice	610.1012.06
Temperatura	+ 30 to +120
Precisione	°C ± 1.5
Potenza riscaldante	W 2100
Vasche	6
Classe di protezione	IP 43