



Pompa raffreddante 10 C sotto la temperatura ambiente

Questo strumento permette ad un bagno ad acqua di termostatare a temperature inferiori quelle ambiente.





Descrizione

Questo strumento permette ad un bagno ad acqua di termostatare a temperature inferiori quelle ambiente.

Questo possibile grazie ad un abbattimento di temperatura di 10C permettendo test senza dover ricorrere a macchine pi costose ed ingombranti.

Basterà infatti collegarlo ad un semplice bagnomaria e questo inizierà ad abbassare la temperatura del liquido al suo interno.

Lo strumento fornito di KIT di connessione alla vasca.

- Struttura esterna in acciaio verniciata con polvere epossidica antiacida
- Dimensioni compatte
- Pompa autoinnescante
- Possibilità di collegamento con qualsiasi bagno
- Possibilità di escludere la pompa
- Connessione d'uscita e d'ingresso liquido Ø12mm
- Capacità d'abbattimento della temperatura di 10°C
- Kit di connessione incluso



Caratteristiche tecniche

Capacità	lt da 5 a 24
Codice	612.1029.62
Potenza riscaldante	W 160
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 225x400x145
Peso	Kg 8.5
Classe di protezione	IP 40
Portata pompa mbar 190	lt/min 7